







## Scheda tecnica REF 68.82.83

20.02.2026

| Dati generali  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| Codice   | 68.82.83   | Wang periostotomo per palatoschisi angolato a destra 18cm |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale   | 90189084                |
| GMDN   | 35559  | GTIN  | 04046826124335          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code  | 13-291                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg)  | 0,032  | Istruzioni d'uso  | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                            | MPK03-1                 |
| Codice CND   | L0199  |   |                         |
| N° di repertorio   | 173027   |   |                         |
|        |  |   |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)<br>451.03.01 (prospetto set di strumenti secondo Köln) |   |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                                      |                         |
|   |  |   |                         |
| Misura   | 18cm   | Rivestimento  |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |   |                         |
| Materiali  |  |   |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |   |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |   |                         |
| Manico   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |   |                         |