






## Scheda tecnica REF 68.83.03A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.83.03A	vite con intaglio grigio auto filettante 1.5x3.5mm Ti Mikro P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826344436
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220166		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.5x3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		