



Scheda tecnica REF 68.83.44A

25.08.2026

Dati generali			
Codice	68.83.44A	vite Micro auto perf verde 1.5x3.5mm Titanium P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826541699
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	G687004USA
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	1.5x3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		