






Scheda tecnica REF 68.83.46A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.83.46A	vite Micro auto perf verde 1.5x5mm P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826533809
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	G687004USA
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	1.5x5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		