





Scheda tecnica REF 68.84.06

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|
| Codice | 68.84.06 | Kretschmer tenaglia66mm for 68.84.01 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46640 | GTIN | 04046826411541 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 12-443 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,004 | Istruzioni d'uso | G688405 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | L9099 | | |
| N° di repertorio | 432195 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 66mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |