






Scheda tecnica REF 68.84.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.84.16	placca locking 4 fori bar frattura 14mm 1.5mm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826427092
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	454554		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	14mm 1.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		