







## Scheda tecnica REF 68.84.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.84.25	placca locking 8 fori angolato medium frattura2.0mm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826305550
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	222577		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		