






Scheda tecnica REF 68.84.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.84.30	modello angolato frattura5x10mm 2.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46479	GTIN	04046826308476
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V030204		
N° di repertorio	222411		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	5x10mm 2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 (Al 99,5%)		