







Scheda tecnica REF 68.84.44A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.84.44A	placca locking 6x21 fori angolato sinistra frattura2.0mm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826427658
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120599		
N° di repertorio	470281		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		