







## Scheda tecnica REF 68.84.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.84.44	placca locking 6x21 fori angolato sinistra frattura 2.0mm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826426965
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,029	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	454565		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		