








## Scheda tecnica REF 68.85.12A

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| Codice  | 68.85.12A   | vite grigio auto filettante 1.5x12mm Ti Mikro star Grip P/10 |                |
| Unità   | cf./10  | Numero doganale  | 90211090       |
| GMDN  | 61837   | GTIN   | 04046826345792 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)   | UMDNS-Code   | 16-101         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI  |                |
| Peso netto (kg)   | 0,010   | Istruzioni d'uso   | G687004        |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                               | MPK06          |
| Codice CND  | P09120601   |  |                |
| N° di repertorio  | 220320  |  |                |
|    |   |  |                |
| Medicon media   | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) |  |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata   |                |
|    |   |  |                |
| Misura  | 1.5x12mm  | Rivestimento   |                |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                |
| Materiali   |   |  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                         |  |                |
| Corpo   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                         |  |                |