







## Scheda tecnica REF 68.85.43A

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Codice  | 68.85.43A   | vite a croce grigio auto filettante 1.5x3.5mm Ti Mikro P/10 |                |
| Unità   | cf./10  | Numero doganale   | 90211090       |
| GMDN  | 61837   | GTIN  | 04046826345914 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)   | UMDNS-Code  | 16-101         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI   |                |
| Peso netto (kg)   | 0,001   | Istruzioni d'uso  | G687004        |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                              | MPK06          |
| Codice CND  | P09120601   |   |                |
| N° di repertorio  | 220338  |   |                |
|    |   |   |                |
| Medicon media   | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)<br>451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)<br>453.17.00_DEU (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer tedesco INTRO)<br>453.17.00_ENG (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer inglese INTRO)<br>453.17.00_ESP (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer spagnolo INTRO)<br>453.31.00 (Alveolar Bone Graft - Impianti per la ricostruzione della cresta alveolare Opuscolo) |   |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata  |                |
|    |   |   |                |
| Misura  | 1.5x3.5mm   | Rivestimento  |                |
| Condizioni di conservazione   |   |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |                |
| Materiali   |   |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |   |                |
| Corpo   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))   |   |                |