







Scheda tecnica REF 68.86.89A

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|
| Codice | 68.86.89A | mesh53x85x0.3mm Ti Mikro Multi Grid | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 46580 | GTIN | 04046826346812 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,002 | Istruzioni d'uso | G687004 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | P900206 | | |
| N° di repertorio | 469793 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 53x85x0.3mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7025 (ASTM_Grade_1) | | |