







Scheda tecnica REF 68.86.95A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.86.95A	mesh42x32x0.1mm Ti Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46580	GTIN	04046826346874
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P900206		
N° di repertorio	469800		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	42x32x0.1mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7025 (ASTM_Grade_1)		