







Scheda tecnica REF 68.87.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.87.27	mesh90x90mm 0.4mm Ti Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46580	GTIN	04046826407162
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P900206		
N° di repertorio	389289		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90x90mm 0.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7025 (ASTM_Grade_1)		