







Scheda tecnica REF 68.87.40A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.87.40A	placca sinistra bar rigido7.5mm Ti Mikro L	
Unità	cf./5	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826417390
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120599		
N° di repertorio	470125		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	7.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		