







## Scheda tecnica REF 68.87.41

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                | 68.87.41                                                    | placca destro bar rigido 7.5mm Ti Mikro L |                |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                 | cf./5                                                       | Numero doganale                           | 90211090       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                  | 46642                                                       | GTIN                                      | 04046826388690 |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                     | 2b (EU MDD)                                                 | UMDNS-Code                                | 13-050         |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (EU MDD)                                                  | Base UDI-DI                               |                |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,004                                                       | Istruzioni d'uso                          | G687004        |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                            | si                                                          | Istruzioni per la preparazione            | MPK06          |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                            | P09120503                                                   |                                           |                |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                      | 222648                                                      |                                           |                |
|    |                                                             |                                           |                |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                         | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) |                                           |                |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | Immagine dettagliata                      |                |
|                                                                                                                                                                    |                                                             |                                           |                |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                | 7.5mm                                                       | Rivestimento                              |                |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                           |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                           |                |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | N° di materiale (Denominazione DIN)                         |                                           |                |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                       |                                           |                |