







Scheda tecnica REF 68.88.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.03	valvola a tromba orizzontale per lato sinistro20mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826126032
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,042	Istruzioni d'uso	G688802
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120403		
N° di repertorio	222316		
  			
Medicon media	451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Altro	3.7035 (ASTM_Grade_2)		