






Scheda tecnica REF 68.88.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.16	asta di posizionamento per dispositivo per distrazione verticale 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47635	GTIN	04046826374273
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-291
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V9099		
N° di repertorio	300761		
 			
Medicon media	451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		