






Scheda tecnica REF 68.88.17

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.17	cacciavite per dispositivo per distrazione verticale	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826126117
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236216		
 			
Medicon media	451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.08.22 (prospetto distrat transant p la mascella superiore)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		