









Scheda tecnica REF 68.88.62

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.62	transantrale distrattore per la mascella superiore per lato destro25mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	47635	GTIN	04046826304164
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,071	Istruzioni d'uso	G688862
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120403		
N° di repertorio	222329		
  			
Medicon media	451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.08.22 (prospetto distrat transant p la mascella superiore)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	25mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		
Altro	3.7035 (ASTM_Grade_2)		