








Scheda tecnica REF 68.88.63

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|----------------|
| Codice | 68.88.63 | transantrale distrattore per la mascella superiore per mancino25mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 47635 | GTIN | 04046826304171 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-291 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,056 | Istruzioni d'uso | G688862 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | P09120403 | | |
| N° di repertorio | 222330 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.08.22 (prospetto distrat transant p la mascella superiore) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 25mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |
| Vite | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |
| Altro | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |