





Scheda tecnica REF 68.88.84

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.84	placche di ancoraggio distali con esagonale vite di fissaggio	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466282
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G688882
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		