





## Scheda tecnica REF 68.88.87

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.88.87	Chiave di attivazione sinistra for 68.88.83	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826466305
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		