






## Scheda tecnica REF 68.90.24A

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |   |                |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Codice  | 68.90.24A                           | placca da compressione 4 fori lungo Ti Mini |                |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                             | 90211090       |
| GMDN  | 46642                               | GTIN  | 04046826348113 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)                         | UMDNS-Code                                  | 13-050         |
| Classe  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                                 |                |
| Peso netto (kg)   | 0,010                               | Istruzioni d'uso                            | G687004        |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione              | MPK06          |
| Codice CND  | P09120599                           |   |                |
| N° di repertorio  | 470174                              |   |                |
|    |                                     |   |                |
| Medicon media   |                                     |   |                |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                        |                |
|   |                                     |   |                |
| Condizioni di conservazione   |                                     |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |   |                |
| Materiali   |                                     |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |   |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)               |   |                |