






## Scheda tecnica REF 68.92.18A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.92.18A	viti a croce di emergenza rosso auto filettante 1.4x3mm Ti CMS P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378615
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G689000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220442		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) 453.31.00 (Alveolar Bone Graft - Impianti per la ricostruzione della cresta alveolare Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	1.4x3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		