






Scheda tecnica REF 68.93.34A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.93.34A	emergenza vite a croce basso profilo rosso 1.9x4.0mm Ti Mikro	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826426026
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	G689300
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	454632		
  			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	1.9x4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165_G23 (ASTM_Grade_5_G23_TIAI6V4_(ELI))		