







Scheda tecnica REF 68.93.53A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.93.53A	Dr Masel Shunt placca basso profilo 18.5mm Ti Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826416966
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G689300
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120599		
N° di repertorio	470250		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		