







## Scheda tecnica REF 68.94.10A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.94.10A	emergenza vite a croce rosso auto filettante 2.3x7.0mm Ti Mini P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349646
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220524		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale ) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema a placche tedesco Opuscolo) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.3x7.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		