







Scheda tecnica REF 68.94.11A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.94.11A	emergenza vite a croce rosso auto filettante 2.3x11mm Ti Mini P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349660
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220527		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.3x11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		