







Scheda tecnica REF 68.94.16C

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|----------------|
| Codice | 68.94.16C | vite a croce filo tagliente verde auto perf2.0x6mm Ti Mini P/10 | |
| Unità | cf./10 | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 61837 | GTIN | 04046826409869 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-101 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,005 | Istruzioni d'uso | G687004 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | P09120601 | | |
| N° di repertorio | 389319 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 2.0x6mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |