






Scheda tecnica REF 68.95.33

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.33	pinza piega placche per impianto 2.4 Reco Locking20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826127497
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,260	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091003		
N° di repertorio	208131		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		