







Scheda tecnica REF 68.95.34

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.34	leva piega placche per sistema 2.415cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44795	GTIN	04046826127503
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,080	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	357812		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		