







## Scheda tecnica REF 68.95.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.44	guida di foratura doppio per sistema 2.4 ricostruzione 15.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826127602
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		