







## Scheda tecnica REF 68.95.50

20.02.2026

| Dati generali  |   |   |                         |
|--|---|---|-------------------------|
| Codice   | 68.95.50  | guida di foratura doppio per sistema 2.4 ricostruzione locking 15.5cm |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale   | 90189084                |
| GMDN   | 35095   | GTIN  | 04046826127664          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code  | 11-930                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI   | 4046826;B;R005;02;ak;5X |
| Peso netto (kg)  | 0,060   | Istruzioni d'uso  | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione  |                         |
| Codice CND   |   |   |                         |
| N° di repertorio   |   |   |                         |
|      |   |   |                         |
| Medicon media  | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) |   |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata  |                         |
|   |   |   |                         |
| Misura   | 15.5cm  | Rivestimento  |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |   |                         |
| Materiali  |   |   |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)                         |   |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)  |   |                         |
| Manico   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                         |   |                         |