




Scheda tecnica REF 68.95.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.65	tappo per vite per ricostruzione mandibolare Ø 2.7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	17507	GTIN	04046826127800
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-341
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L090999		
N° di repertorio	258609		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 2.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		