






## Scheda tecnica REF 68.95.86A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.86A	modello for 68.95.14/15 + 68.95.14A/15A	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	60909	GTIN	04046826468187
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-645
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	3.0255 (Al 99,5%)		