






Scheda tecnica REF 68.95.87A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.95.87A	modello for 68.95.16/17 + 68.95.16A/17A	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	60909	GTIN	04046826468194
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-645
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 (Al 99,5%)		