






Scheda tecnica REF 68.96.74

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 68.96.74 | modello for 68.98.74+75 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46479 | GTIN | 04046826128227 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-645 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;02;ak;5X |
| Peso netto (kg) | 0,002 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | V030204 | | |
| N° di repertorio | 237151 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.0255 (Al 99,5%) | | |