



## Scheda tecnica REF 68.98.25A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.98.25A	vite con locking dorato auto filettante 2.4x15mm Ti star Grip P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826351595
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220683		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
   <p style="font-size: small; margin-left: 150px;">Selbstschneidend Self-tapping Autoforcante Autofartendeuse Autoflettante</p>			
Misura	2.4x15mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		