







Scheda tecnica REF 68.98.61A

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Codice | 68.98.61A | placca locking per ricostruzione mandibolare retto 10 fori Ti | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826352004 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,012 | Istruzioni d'uso | G689480 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | P09120599 | | |
| N° di repertorio | 470325 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |