






Scheda tecnica REF 68.99.42

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.99.42	A-RPE Vite d'ancora auto perf12.5mm 2.0 Mini	
Unità	cf./4	Numero doganale	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826446543
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	G689942
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	Q010499		
N° di repertorio	1483743		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.03.41 (prospetto ARPE Sist p l'espans del palato c ancoraggio osseo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		