





Scheda tecnica REF 68.99.50

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Codice | 68.99.50 | cassetta per viti di ancoraggio Å-RPE | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 12143 | GTIN | 04046826446581 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-142 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso netto (kg) | 0,385 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.03.41 (prospetto ÅRPE Sist p l'espans del palato c ancoraggio osseo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | | Rivestimento | Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.3535 (AIMG3) | | |