






Scheda tecnica REF 68.99.66

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.99.66	Maxpander Vite d'ancora auto perf 2.0 Mini	
Unità	cf./4	Numero doganale	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466886
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	G686690
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		