






Scheda tecnica REF 68.99.69

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.99.69	Maxpander Vite d'ancora auto perf15.5mm 2.0 Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826475628
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	G686690
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	15.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		