





Scheda tecnica REF 681.01.07

20.02.2026

Dati generali			
Codice	681.01.07	Wondercut forbice Ø 5mm mov doppio s crem	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826309602
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-484
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,126	Istruzioni d'uso	G6810101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK04
Codice CND	L1202		
N° di repertorio	300966		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Altro	PPSU (Polyphenylsulfon)		