





## Scheda tecnica REF 681.03.40

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Codice  | 681.03.40                                    | pinza p affer alligatore Ø 5mm mov doppio c crem |  |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                  | 90189084   |
| GMDN  | 33596  | GTIN   | 04046826306953   |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)                                  | UMDNS-Code                                       | 11-502   |
| Classe  | 9 (EU MDD)                                   | Base UDI-DI                                      |  |
| Peso netto (kg)   | 0,279  | Istruzioni d'uso                                 | G6810101   |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                   | MPK04  |
| Codice CND  | L1204  |  |  |
| N° di repertorio  | 302146                                       |  |  |
|    |  |  |  |
| Medicon media   |  |  |  |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                             |  |
|    |  |  |  |
| Misura  | Ø 5mm  | Rivestimento                                     | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione   |  |  |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |  |
| Materiali   |  |  |  |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)          |  |  |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                             |  |  |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                         |  |  |
| Manico  | PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil) |  |  |
| Altro   | PPSU (Polyphenylsulfon)                      |  |  |