






Scheda tecnica REF 681.05.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	681.05.00	Impugnatura assiale metallo con molla espansione e cricchetto	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826307370
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-779
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,092	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	417345		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		