





Scheda tecnica REF 683.00.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	683.00.02	HM portaghi cv sinist Ø 5mm mov semplice pezzo di aggiunta	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307479
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,026	Istruzioni d'uso	G6810101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK04
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	302198		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	K40 (WcCo)		