








Scheda tecnica REF 683.05.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	683.05.03	portaghi destro curva Facilmente spostabile Impugnatura assiale molla espansione appuntito Ø 5mm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826307516
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-779
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,141	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	302211		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Altro	K40 (WcCo)		